


^{だえき} 唾液を採取するときの注意点



^{だえき}唾液採取の30分前は飲食を^{ひか}控えてください。

検査容器にラベルが入っています。ご自身のお名前を記入し、容器に^は貼ってください。

あらかじめ1～2分、^{くち}口を閉じてうつむき、口の中に^{だえき}唾液を^た貯めます。

ロートにしっかり^{くち}口を当てて、容器に^{だえき}唾液を **2ml 以上**採取してください(泡の状態では検査ができませんので^{だえき}唾液であることをよくご確認ください)。

検体容器にキャップをしっかりと閉めます。

容器は検体容器入れの箱に入れてください。

ロートはグリーンの袋に入れてゴミ箱に捨ててください。